

# ORIS Insufflatieslangset

Voor de juiste CO<sub>2</sub> insufflatie







## Voordelen en eigenschappen

De ORIS insufflatie slangensets completeren Medline's laparoscopische portfolio.

- Filteren en insuffleren van schone CO<sub>2</sub>, zodat klinici effectief een pneumoperitoneum kunnen aanleggen vóór en tijdens laparoscopische procedures.
- Bieden flexibele slangen en een zeer veilige filter
- Disposable hulpmiddelen


Medline biedt een reeks artikelen die volledig compatibel zijn voor gebruik in combinatie met verschillende insufflators.

| Afbeelding                                                                          | ORIS insufflatieslangset                          | Compatible series                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | <b>ORISO</b><br>met ISO 15M/22F connector         | Karl Storz<br>Richard Wolf<br>Stryker<br>ConMed |
|  | <b>ORIS15</b><br>met 15mm male connector          | Karl Storz<br>Richard Wolf                      |
|  | <b>ORISLL</b><br>met Luer-lock connector          | Olympus                                         |
|  | <b>ORISPUSH</b><br>met flexibele female connector | Stryker                                         |

## Bestelinformatie

Het aanbod van Medline biedt u hoogwaardige oplossingen en de beste prijs voor laparoscopische benodigdheden.

| Artikelnummer | Omschrijving                                | Lengte | Verpakking |
|---------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| ORISO         | OR Insufflatieset met ISO 15M/22F connector | 3 m    | 25 st/doos |
| ORIS15        | OR Insufflatieset met 15mm connector        | 3 m    | 25 st/doos |
| ORISLL        | OR Insufflatieset met Luer-Lock connector   | 3 m    | 25 st/doos |
| ORISPUSH      | OR Insufflatieset met female connector      | 3 m    | 25 st/doos |



**ORISLL**  
Luer-lock connector



**ORISPUSH**  
Female connector



**ORISO**  
ISO 15 male/22 female connector

**Meer informatie.** Neem contact op met uw Medline accountmanager of ga naar: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

Dit product is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

**EC REP** LOTUS NL BV  
Koningin Julianaplein 10, 1e verdieping  
2595AA, Den Haag, Nederland

**CE** 2460 (DNV Product Assurance AS)

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten die in deze brochure kunnen voorkomen, te corrigeren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML1315\_NL 11/2022.