



## Vet's Choice® Cuff Controller maakt intuberen veiliger

Na de introductie van de zogenaamde 'rechte tracheatubes', die het veilig intuberen van kleine tot middelgrote huisdieren een stuk eenvoudiger hebben gemaakt, komt Dispovet® nu met een tweede innovatie op dit gebied. Met de Vet's Choice® Cuff Controller kan u op elk gewenst moment de druk in de cuff controleren en corrigeren. De druk in de cuff is essentieel voor een correcte intubatie. Is de cuff onvoldoende opgeblazen dan sluit de cuff de luchtpijp onvoldoende af. Hierdoor kunnen de verdovende gasen in de ruimte terechtkomen en door de behandelaars worden geïnhaleerd. Is de cuff echter te hard opgeblazen, dan kan dit druk veroorzaken op het gevoelige luchtwegslijmvlies met irritatie en in ernstige gevallen zelfs necrose tot gevolg. Een juiste druk in de cuff is dus van het aller-grootste belang. Het controleren van die druk wordt in de meeste gevallen handmatig gedaan. De Vet's Choice® Cuff Controller is een handzame manometer die eenvoudig op de cuff kan worden geplaatst. Zo kan deze nauwkeurig op druk worden gebracht. Mocht de druk onverhoopt toch te hoog zijn geworden, dan kan men doormiddel van het drukventiel moeiteloos wat lucht laten ontsnappen. Ook tijdens de ingreep kan de druk makkelijk worden gemonitord en geoptimaliseerd. De Vet's Choice® Cuff Controller kan meerdere keren worden gebruikt en is bijzonder aantrekkelijk geprijsd. Een apparaatje dat eigenlijk in geen enkele dierenartsen-praktijk zou mogen ontbreken.



**Meer weten? [www.dispovet.eu](http://www.dispovet.eu)**



**Vet's  
Choice®**

**Cuff Controller**

